

# **AVOX 4000**

## **POINT-OF-CARE OXIMETER**

### **Besondere Leistungsmerkmale:**

- Messung von tHb, O<sub>2</sub>Hb, CoHb, MetHb aus 50ul Vollblut
- Messzeit kleiner 10 Sekunden
- Datenspeicher mit bis zu 100 Messungen
- Einfache und schnelle Qualitätskontrolle möglich
- Kostentransparenz, da direkte Kostenzuordnung zur Messung
- Einmal-Messküvetten
- Keine von der Messung unabhängigen Reagenzien- und Elektrodenkosten
- Optionale Drucker möglich
- Geringe Investitionskosten
- Datenschnittstelle zum Anschluss an eine Klinik- oder Labor EDV